

FICHE PRODUIT



Echographe Vétérinaire portable iSV3

Référence : SOC-ISV3

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 2

Description du produit

Le iSV3 est un modèle d'échographe vétérinaire, pesant seulement 1.3KG. Celui ci se distingue par ses images claires, lumineuses et de qualité.

Les sondes interchangeables offrent une large gamme d'applications.

Il est facile à transporter et précis pour détecter des grossesses chez les animaux, à tout moment et n'importe où.

Il dispose d'un logiciel de pointe complet et d'une polyvalence de haut niveau.

Numérique, il possède un réglage d'angle USB2.F en temps réel avec un procédé de balayage complet, compatible PC

Types de sondes : Convexe, Micro-convexe, Linéaire.

Caractéristiques de l'Echographe Vétérinaire portable iSV3 :

- Moniteur: 6.4 inchs TFT LCD;
- Mode de balayage: Convexe / Linéaire;
- Modes de visualisation: B, B+B, B+M, M, 4B;

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Commentaire: Date & heure, non. sexe, âge, docteur, hôpital;
- Application: abdominale, OB/GYN, urologie, cardiologie, examen de petites parties, etc.;
- Port: PAL-D vidéo éteinte, USB 2.0.

Conformité et garantie

**Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/echographe-veterinaire/6119-scanner-ultrasonicsv3.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	2

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com