

FICHE PRODUIT

EPROUVETTE FORME HAUTE GRADUEE VERRE BORO 1000 ML DIV.10 ML

Référence : SOC-400993

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit**ÉPROUVETTE FORME HAUTE GRADUÉE VERRE BORO: 1000 ML DIV.10 ML****Conformité et garantie**

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**Page produit**<https://www.socimed.com/flacon-en-verre-transparent/6121-eprouvette-forme-haute-graduee-verre-boro-1000-ml-div-10-ml.html>**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com