

FICHE PRODUIT



Ecarteur de Gosset très grand modèle 320 mm

Référence : SOC-271504

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Écarteur de Gosset très grand modèle

- Sans valves ;
- Longueur : 320 mm.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/ecarteur-de-gosset/6122-ecarteur-de-gosset-tres-grand-modele.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com