

FICHE PRODUIT



Pince de kocher S/G, 13 cm

Référence : SOC-GEU-235126

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Détails:

- 1:2 dents
- Forme droite
- Longueur : 13 cm
- En acier
- Stérilisable en autoclave jusqu'à 134°, et en stérilisateur à air chaud entre 180° et 220°
- Nécessitant peu d'entretien et résistante

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/pince-de-kocher/6134-pince-de-kocher-13-cm.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com