


FICHE PRODUIT

Pince à disséquer de Quenu, 20cm

Référence : SOC-GEU-251011

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Détails:

- Longueur: 20 cm
- Instrument en acier inox
- Décontamination par immersion (détergent et désinfectant)
- Nettoyage (brosse nylon)
- Séchage
- Stérilisation à l'autoclave

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/autres-pinces-a-dissequer/6141-pince-a-dissequer-de-quenu.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com