

FICHE PRODUIT



BOITE DE PROCTOLOGIE

Référence : SOC-292876

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

BOÎTE DE PROCTOLOGIE

- 1 boîte inox 42x18x8 cm
- 2 pinces clamp de weiss 16 cm
- 2 manche de bistouri n°3
- 1 écarteur de farabeuf 12 cm
- 2 sonde cannelée 14 cm
- 4 pinces à champs de backhaus 12 cm
- 2 pince dissection s/g 14 cm
- 2 pince dissection a/g 14 cm
- 2 ciseaux mayo droits 14 cm
- 1 ciseau fin à dissection droits 11 cm (strabisme)
- 1 ciseau fin à dissection courbes 11 cm (strabisme)
- 1 porte-aiguille de doyen 13 cm

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- 4 pinces Leriche courbe s/g 15 cm
- 4 pinces Leriche droite s/g 15 cm
- 6 pinces kocher droite a/g 14 cm
- 6 pinces rochester-pean kocher droite s/g 14 cm
- 1 anoscope de bensaude adulte 72 mm x diam 22 mm
- 1 anoscope de bensaude enfant 68 mm x diam 19 mm
- 1 anoscope de trelat diam 22 mm 4 pince d'ombredanne 13 cm 4 stylet olivaire simple a fistule 14 cm
- 1 anoscope de barr 17 cm diam 23 mm

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/boites-composees/6145-boite-de-proctologie.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com