

FICHE PRODUIT



Pince à polypes de Palmer

Référence : SOC-GEU-251016

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Description du produit :

- Pince à polype de Palmer réutilisable, autoclavable
- Matière Acier Inoxydable AISI type 304
- Poids net : 55g
- Finition : Couleur argent Mat
- Dimension : Longueur totale 22 cm

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/autres-pinces-a-dissequer/6146-pince-a-polypes-de-palmer.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com