

FICHE PRODUIT



Pince à dissection Collin Duval, 20 cm

Référence : SOC-GEU-251033

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

CARACTERISTIQUES

longueur 20 cm avec des triangles de 13, 20 et 25 mm

Instrument en acier inox

Décontamination par immersion (détergent et désinfectant)

Nettoyage (brosse nylon)

Séchage

Stérilisation à l'autoclave

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/autres-pinces-a-dissequer/6157-pince-a-dissection-collin-duval-20-cm.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com