

FICHE PRODUIT



Pince Mixter O'Shaugnessy 90°, 24 cm

Référence : SOC-GEU-251034

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

CARACTERISTIQUES

Diamètre: 90°.

Longueur: 24 cm

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/dissecteur-d-o-shaugnessy/6158-pince-mixter-o-shaugnessy-90-24-cm.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com