

FICHE PRODUIT



Thermomètre corporel à infrarouge DT8806C

Référence : SOC-GEU-251046

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Thermomètre corporel à infrarouge DT8806C

- Intervalles de températures : 32,0°C – 43,0°C (90,0°F – 109,4°F)
- Précision : $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$ / $\pm 0.54^{\circ}\text{F}$
- Distance de mesure : 5cm (2 in.)
- Mémoire : 32
- Résolution de l'affichage : 0,1°C (0,5°F)
- Alimentation : batterie de 9V
- Température de conservation : -25°C - 55°C
- Température de fonctionnement : 10-40°C (50°F – 104°F)
- Sélection °C/°F
- Enregistrement des données
- Pointeur de cible au laser

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Taille du conditionnement : 44,5 x 31,5 x 41,5 cm
- 40 pieces / CNT
- Poids : 11 Kg

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/thermometres-medicaux/6171-thermometre-corporel-a-infrarouge-dt8806c.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com