

**FICHE PRODUIT**

## Thermomètre corporel à infrarouge DT8868

Référence : SOC-GEU-251047

**Points forts**

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

### Description du produit

**Caractéristiques du Thermomètre corporel à infrarouge DT8868:**

- Thermomètre corporel à infrarouge DT8868
- Intervalles de températures : 32,0°C – 43,0°C (90,0°F – 109,4°F)
- Précision :  $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$  /  $\pm 0.54^{\circ}\text{F}$
- Distance de mesure : 5cm (2 in.)
- Mémoire : 32
- Résolution de l'affichage : 0,1°C (0,5°F)
- Alimentation : 2 pcs de pile bouton
- Température de conservation : -25°C-55°C
- Température de fonctionnement : 10-40°C (50°F – 104°F)
- Sélection °C/°F
- Enregistrement des données
- Pointeur de cible au laser

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

- Taille du conditionnement : 54 x 38 x 34,5 cm
- 50 pcs / CNT
- Poids : 12,5 Kg

## Conformité et garantie



### Garantie

Garantie 2 ans

**Informations réglementaires :** Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

## Page produit

<https://www.socimed.com/thermometres-medicaux/6172-thermometre-corporel-a-infrarouge-dt8868.html>



## Caractéristiques

| Caractéristique | Valeur    |
|-----------------|-----------|
| delais          | 48 heures |
| Garantie        | 1         |

### **SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
[fr.quotations@socimed.com](mailto:fr.quotations@socimed.com)