

FICHE PRODUIT

Combinaison anti virus Ebola

Référence : SOC-GEU-251049

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Spécifications:

- Matériau : tissu en pvc avec bottes en caoutchouc
- Style : 1 pièce - Couleur : rouge ou jaune
- Taille : personnalisée Simple combinaison chimique largement utilisé pour la protection personnelle dans un environnement de travail dangereux.

Fonctionnalités incluant l'ignifugation, résistant à la chaleur et étanche.

Également résistant aux acides et aux alcalis, et au soufre et phosphore contenant des gaz et des liquides toxiques.

Caractéristiques:

- Ignifuge: longueur < 10cm - Renouvellement du temps de combustion < 2s
- Temps d'ignifugation < 10s et gouttes non solubles
- Résistant à haute tension

Design:

- Le capot du respirateur est utilisé en même temps que le masque pleine face de gaz ou appareil

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

de respiration

- Les fenêtres de rétrécissement du capot permettent de bien coordonner le masque à gaz
- Bottes en caoutchouc antiperforation
- Réduction aux manches et à la ceinture
- Les gants peuvent être changés

Quantité minimale de commande: 1.000 pièces

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/lutte-contre-la-pandemie-ou-le-virus-ebola/6174-combinaison-anti-virus-ebola.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delaïs	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com