

FICHE PRODUIT



Thermomètre pour réfrigérateur/congélateur num

Référence : SOC-GEU-251051

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Caractéristiques:

- Facile à installer et à enlever grâce à une bande adhésive.
- Grand affichage numérique.
- Zone de mesure: -30 à +30C.
- En plastique.
- Mémoire de température minimale/maximale.
- 1 pile (fournie).
- Dimensions: (L)50 x (H)50 mm.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/thermometres-medicaux/6176-thermometre-pour-refrigerateur-congelateur-num.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com