

FICHE PRODUIT



Bistouri électrique pour chirurgie monopolaire et bipolaire 100W

Référence : SOC-GEU-251054

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 2

Description du produit

Certaines données de description ont été simplifiées pour ce document.

Bistouri électrique pour chirurgie monopolaire et bipolaire 100W

Le **Bistouri électrique pour chirurgie monopolaire et bipolaire 100W** est un bistouri électrique pour **electrochirurgie** de bureau polyvalente. Pour tous vos besoins d'électrochirurgie de **bloc opératoire**, en **clinique**, ou **salle d'urgences**, le **Bistouri électrique pour chirurgie monopolaire et bipolaire 100W** vous offre des performances exceptionnelles. Sa fiabilité et sa sécurité font partie de ses spécificités, aussi il est facile à utiliser.

Confort

- Rapide et facile à configurer
- Permet de gagner en temps avec l'accès automatique aux précédents paramètres d'alimentation et modes utilisés.
- Fournit une bonne précision chirurgicale avec un cadran de contrôle de puissance.

Flexibilité

- Effectue la plupart des actes électrochirurgicaux du bloc opératoire.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Ce bistouri est Monopolaire et bipolaire.

Fiabilité

- Fabriqué selon les normes de qualités les plus élevées dans la technologie de l'électrochirurgie.
- Assure d'importantes performances cliniques sur une grande variété de procédures.

Caractéristiques techniques du Bistouri électrique pour chirurgie monopolaire et bipolaire 100W:

Unité principale de dimensions : 24×26×10 (cm) dimension du colisage : 38 x 43x 28(cm) poids du colisage	

Plage de température ambiante de travail: 5 -40

Plage de pression atmosphérique □ 86--106Kpa

Tension de ligne: 110 / 220V

Fréquence de ligne: 50 / 60Hz

Fréquence de sortie: 512 KHz

Quatre modes de sortie:

Pure Cut ② Mix Cut ③ Point coag ④ Coag bipolaire

Spécifications techniques du Bistouri électrique pour chirurgie monopolaire et bipolaire 100W :

Name	Pure	Blend Cut	Fulgurate Coag	Bipolar Coag
HV-300E	100W	80W	60W	50W
	300Ω	300Ω	100Ω	100Ω

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/bistouris-electriques/6179-bistouri-electrique-hv-300e.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	2

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com