

FICHE PRODUIT



COMBO INTELECT COULEUR ADVANCED

Référence : SOC-GEU-251055

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

L'écran du COMBO INTELECT COULEUR® ADVANCED propose une riche bibliothèque photographique de planche anatomiques et un guide de positionnement d'électrodes, pour vous guider dans vos choix thérapeutiques et mieux informer vos patients, le guide clinique intégré vous indique la forme de traitement adapté en fonction de la pathologie rencontrée.

Toutes les données patient : traitement et bilans peuvent être stockés sur carte mémoire.

Le guéridon sur roulettes (en option) permet de stocker facilement tous les accessoires.

Électrothérapie 2 ou 4 voies pour toutes les formes de courant :

- Antalgique
- Excitomoteur muscle sain
- Électrodiagnostic et traitement du muscle dénervé
- Ionisation et courant galvanique Ultrason: 1 et 3 Mhz pour traitements profonds ou superficiels

Possibilité de changement de fréquence en cours de traitement Têtes ultrasonores interchangeables et immergeables Tête chauffante Contrôle de contact

Caractéristiques :

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Générateurs de courant constant et voltage constant Plus de 25 formes d'ondes cliniques 2 canaux Stim indépendants
- Ecran couleur haute résolution
- Plus de 200 protocoles cliniques
- Cartes de données des patients Ultrason : fréquences de 1 et 3 Mhz Modes continu et pulsé (10%, 20%, 50% et 100%)
- Cycles de service variables (16 Hz, 48 Hz, et 100 Hz)
- Têtes sonores ergonomiques en formats 1cm², 2 cm², 5 cm² et 10 cm²
- Fonctionnalités de couplage des têtes sonores avec feedback audio et visuel Alimentation secteur ou batterie (option)
- Dimensions 33 x 24 x 27 cm
- Poids 3,5 Kg

Livré avec :

- 1 flacon de gel conducteur
- 1 tête US 5 cm²
- 2 câbles bipolaires de stimulation
- 5 cartes de données patient
- 4 éponges et 4 électrodes carbone 6 x 8 cm
- 1 sangle nylatex
- 8 électrodes autocollantes CEFAR
- 1 CD et 1 manuel d'utilisation

Garantie 2 ans

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/therapie-combinee/6180-combo-intelect-couleur-advanced.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com