

FICHE PRODUIT

BOITE A CATARACTE CONGENITALE

Référence : SOC-GEU-251064

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Contenu de la boîte:

- 1 Boîte inox, 18 x 8 x 4 cm,
- 1 Blépharostat Barraquer-Colibri, 5 cm;
- 1 Couteau à Cataracte Graefe;
- 2 Couteaux à Cataracte de Paufigue;
- 1 Canule à Injection Rycroft, air, coudée, 0,3 mm;
- 1 Canule de Bonnet, double courant pour lavage et aspiration, coudée;
- 1 Canule de Barraquer, courbe, à olive, à Cyclodialyse.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/boites-composees/6189-boite-a-cataracte-congenitale.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com