

FICHE PRODUIT



Baume d'inclusion Eukitt, 100ml

Référence : SOC-EUK100

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

La **résine de montage EUKITT® Classic** est un produit de référence pour les préparations de microscopie en histologie, cytologie et divers travaux de laboratoire. Formulée pour offrir une **solidification rapide** (environ 20 minutes) et une **excellente conservation à long terme des lames**, cette résine permet la fixation durable des échantillons tout en assurant une **transparence optimale** sous microscope.

Contrairement à certaines résines, EUKITT® Classic ne génère **pas d'autofluorescence sous lumière UV**, ce qui la rend particulièrement adaptée aux applications en **microscopie fluorescente et optique**. Sa **viscosité contrôlée** facilite également l'opération de collage des lamelles sans bulles ni défauts optiques.

Caractéristiques Techniques

- **Type de produit** : résine de montage pour lames microscopiques
- **Solidification** : rapide (~20 minutes)
- **Volume** : 100 ml
- **Autofluorescence** : absente sous UV

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- **Viscosité** : 500–750 mPa·s (indice de fluidité adapté pour collage)
- **Indice de réfraction** : ~1,46 à 20 °C
- **Conditionnement** : flacon de 100 ml
- **Usage** : histologie, cytologie, microscopie optique et fluorescence

Avantages

- Durcissement rapide pour gain de temps en laboratoire
- Conservation efficace des préparations
- Transparence et stabilité optique
- Aucun artefact de fluorescence indésirable
- Viscosité idéale pour collage fiable des lamelles

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/histo-cyto-montage/619-eukitt-100ml.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

Documents associés

- Fiche technique
- FDS

Documents téléchargeables sur la page produit.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com