

FICHE PRODUIT



BOITE A ENUCLEATION / EVISCERATION

Référence : SOC-GEU-251066

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Contenu de la boîte:

- 1 boîte inox,
- 1 blepharostat de PLEY,
- 1 manche à bistouri n°3,
- 1 ciseaux de Wescot,
- 1 ciseaux de Stevens droit,
- 1 crochet à strabisme,
- 1 dissecteur de Freer,
- 1 levier de Wells,
- 1 curette de Bunge,
- 1 pince de Bishop,
- 1 pince de Castroviejo,
- 3 pinces à tendre les fils de Wecker,

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

2 pinces d'Halstead courbes,
1 porte-aiguille de Castroviejo.

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/boites-composees/6191-boite-a-enucleation-evisceration.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com