

FICHE PRODUIT



Appareil d'anesthésie, Modèle DMK 102

Référence : SOC-DMK-102

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Caractéristiques de l'appareil d'anesthésie, Modèle DMK 102:

- Écran LCD 10 pouces.
- 1 Vaporisateur.
- 4 tubes de débitmètre O2 et N2O.
- Ventilateur et accessoires.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/appareils-d-anesthesie/6194-appareil-anesthesie-102.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com