

FICHE PRODUIT



Appareil d'anesthésie, Modèle DMK 1034

Référence : SOC-DMK-1034

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1
- Résolution de l'écran : Full HD

Description du produit

Caractéristiques de l'appareil d'anesthésie, Modèle DMK 1034:

- 2 vaporisateurs.
- 5 tubes de débitmètre O2 et N2O.
- Ventilateur.
- Système d'aspiration de l'oxygène.
- Écran 10.4 pouces.
- Système compact de boucle de respiration.
- Bouton de démarrage.
- Batterie intégrée et accessoires.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/appareils-d-anesthesie/6198-appareil-d-anesthesie-modele-301d.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1
Résolution de l'écran	Full HD

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com