

FICHE PRODUIT

Cônes à extrémité plate spatulée 10 µl, Ø : 0,37 mm Rack de 200

Référence : GIL-LAMBDA1E

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Cônes à extrémité plate spatulée 10 µl, Ø: 0,37 mm; Rack de 200; * En polypropylène; * Rack autoclavable; * Absence de RNase, DNase; * Niveau d'endotoxine contrôlé; * Permettent de déposer facilement des échantillons au fond des puits des gels type séquence, de 0,2 à 0,4 mm d'épaisseur; * Type Eppendorf; * Longueur totale: 83 mm; * Largeur extrémité: 0,4 mm; * Condition minimum de vente: 1.

Conformité et garantie

**Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/cones-a-extremite-plate-spat/62-cones-a-extremite-plate-spatulee-10-l-a-0-37mm-rack-de-2.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com