

FICHE PRODUIT



Appareil d'anesthésie, Modèle DMK 303

Référence : SOC-DMK-303

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Appareil d'anesthésie, Modèle DMK 303

L'**appareil d'anesthésie modèle DMK-303** dispose de plusieurs avantages notamment :

Précision : Le vaporisateur de haute précision applique une compensation automatique de la température, de la pression et du débit. Son débitmètre de précision (E-Flowmeter) permet une fonction de mélange de gaz électronique.

Stabilité : Détection en temps réel du graphique circulaire, de la pression des voies aériennes, du débit, du volume, de la conformité et de la résistance à l'air.

Vitesse : Le système de double traitement (Display & Control) aide à effectuer les tâches parallèles et les tâches complexes à haute vitesse.

Caractéristiques de l'appareil d'anesthésie, Modèle DMK 303 :

- Performances extraordinaires
- Ecran couleur tactile LCD 15 pouces, Aucun espace mort dans l'écran

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Contrôle du débitmètre électronique avec protection hypoxique.
- Le chauffage du circuit de respiration assure que de l'eau ne se retrouvera pas piégée dans le capteur de débit du système interne d'inspiration et aspiration.
- Sauvegarde de système de cylindre (système chape).
- 3 supports de sources de gaz.
- Système de ventilation d'anesthésie compact, aux normes ISO9001 :13485.
- Facilite à manipuler, convivial.
- Paramètres prédéfinis d'indication d'alarme et courbe de respiration.
- Convient pour adultes et pédiatrie.
- Appliqué en opération semi, semi-fermé et semi-ouvert, anesthésie par inhalation contrôlée ou ventilation assistée.
- Conforme aux normes CE.
- 2 vaporisateurs.
- 5 tubes de débitmètre O2 et N2O.
- Système d'aspiration de l'oxygène.
- Système compact de boucle de respiration.
- Bouton de démarrage.
- Batterie intégrée et accessoires.
- Débitmètre électronique.
- Ventilateur avec micro processeur.

Assistance et service prospectif

Socimed est le partenaire de confiance pour les professionnels qui se réfère à notre assurance qualité, qui est dédiée à la production d'assortiments professionnels et de solutions pour ICU et salles d'opérations.

Nous offrons un service après-vente de haute qualité ainsi qu'une assistance technique selon les besoins du client. Les cours de formation sont disponibles dans le package services et gérés par un personnel ayant de l'expérience dans la formation. Le service après-vente offre des réponses rapides et un programme de maintenance d'un bon rapport coût-efficacité.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/appareils-d-anesthesie/6200-appareil-d-anesthesie-modele-303.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com