

FICHE PRODUIT



Respirateur de réanimation DMV-10301

Référence : SOC-DMV-10301

Points forts

- délais : 8 semaines
- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Caractéristiques du respirateur de réanimation, Modèle DMV 10301 :

- Humidificateur.
- Batterie intégrée et accessoires.
- Compresseur d'air.
- Écran tactile 15 pouces.
- Nébuliseur intégré.
- Écran amovible.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/respirateurs-de-reanimation/6201-respirateur-de-reanimation-cwh-3010a.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	8 semaines
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com