

FICHE PRODUIT



Respirateur de réanimation, Modèle DMV 3020B

Référence : SOC-DMV-1030

Points forts

- délais : 8 semaines
- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Respirateur de réanimation, Modèle DMV 3020B

Adapté pour adulte et enfant

Système d'exploitation intelligent

Avec système de contrôle hautement intelligent

Grand écran de 10,4 pouces avec des couleurs souhaitables.

Caractéristiques du respirateur de réanimation, Modèle DMV 3020B:

- Humidificateur;
- Écran 12.1 pouces;
- Batterie intégrée et accessoires;
- Compresseur air.
- Auto-test et étalonnage

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Support du compresseur d'air (en option)
- Débit (en option) et déclencheur de pression
- Humidificateur avec réglage de la température
- Prise en charge du mode de ventilation adulte et pédiatrique
- Avec écran 10,4 " TFT pour les paramètres de ventilation
- Fonction de ventilation multimode (VCV, SIMV, PSV, PCV, CPAP, manuel, SIGH)

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/respirateurs-de-reanimation/6204-respirateur-de-reanimation-modele-dmv-3020b.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	8 semaines
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com