

FICHE PRODUIT

Respirateur de réanimation d'urgence et de transport Modèle DMV 1020

Référence : SOC-DMV-1020

Points forts

- délais : 8 semaines
- délais : 48 heures
- Garantie : 1
- Résolution de l'écran : Full HD

Description du produit

Respirateur de réanimation d'urgence et de transport , Modèle DMV 1020

*Commande électronique pneumatique,

- Systèmes avancés de surveillance et d'alarme pour les paramètres liés au patient
- Système d'exploitation Intelligence
- Facile à porter
- Anti-choc, anti-interférence et waterproof.
- Peut être utilisé dans les services d'urgence, de gynécologie et d'obstétrique, de soins intensifs, de transport, d'aide extérieure, d'aide par hôte et à côté du lit

Spécifications du Respirateur de réanimation d'urgence et de transport DMV 1020 (CWH 2010)

Application: Patients adultes et pédiatriques pour insuffisance respiratoire en cas d'urgence ou de transport en ambulance

Source de gaz: air ou oxygène

Mode de ventilation: IPPV, SIMV, A / C, SIGH, MANUAL

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Volume courant: 0 ~ 1500 ml

I: E: 3: 1 ~ 1: 5

Fréquence respiratoire: 4 ~ 99 / min, 4 ~ 65 sous SIMV

FiO2: 48% à 100%

Déclencheur de pression: -2 ~ 0 kpa

Paramètres de surveillance: Vt, Mv, fréquence respiratoire, pression des voies respiratoires

Alarmes: pas de tension, MV trop élevée (basse), pression des voies respiratoires trop élevée (basse), alimentation CA hors tension, batterie de secours sous tension,

Puissance: AC 220V / 50Hz, batterie intégrée

Configuration de base: unité principale, bouteille d'oxygène 3L, masque / circuit en silicone et autres accessoires

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/respirateurs-de-reanimation/6207-respirateur-de-reanimation-modele-dmv-2010.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	8 semaines
delais	48 heures
Garantie	1
Résolution de l'écran	Full HD

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com