

FICHE PRODUIT



Spiromètre avec écran tactile Datospir Touch Diagnostic T + W20s Software

Référence : SOC-SLM-251054

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 2
- Résolution de l'écran : Full HD

Description du produit

Caractéristiques du spiromètre avec écran tactile Datospir Touch Diagnostic T + W20s Software:

- Capteurs : Turbine
- Mode Médecine du travail (OC)
- Mode soins primaires (AP)
- Mode Diagnostic (DG)
- Écran tactile couleur haute résolution.
- Imprimante interne.
- Batterie rechargeable.
- Programme de contrôle de qualité de la spirométrie: niveaux de qualité des tests, vérification de l'exactitude et programme d'étalonnage.
- Modules: SpO2, PIM-PEM, Sniff et station météorologique.
- Base de données supérieure à 3 000 tests avec graphiques.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Tests: CVF, CV, VMM, bronchodilatation, Bronchoconstriction.
- Graphiques simultanés D/V et V/T.
- Spirométrie incitative graphique adulte et pédiatrique.
- Aide sur l'écran.
- Capteur de température intégré.
- Connectivités par USB, BLUETOOTH ou ETHERNET*.
- Interopérabilité compatible avec HL7(CDA de spirométrie)**.
- Compatible pour la télémédecine.
- Dispose de code PIN (pour le respect de la directive européenne de protection des données, 95/46/EC.)

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/mesure-de-la-pression-pulmonaire/6211-spirometre-avec-ecran-tactile-datospir-touch-diagnostic-t-w20s-software.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	2
Résolution de l'écran	Full HD

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com