

FICHE PRODUIT



Spiromètre portable DATOSPIR MICRO C + W20 Software

Référence : SOC-SLM-251058

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 2

Description du produit

Caractéristiques du spiromètre portable DATOSPIR MICRO C + W20 Software:

- 3 modèles pour plus de polyvalence.
- Connexion USB (PC et imprimante) et Bluetooth (en option).
- Écran tactile de type PDA (modèles B et C).
- Base de données interne (jusqu'à 1,000 tests avec graphiques).
- Exportation de données vers d'autres systèmes de gestion.
- Turbine volumétrique bidirectionnelle.
- Oxymètre de pouls intégré (en option).
- Correction automatique BTPS.
- Répond aux normes ERS/ATS 2005.
- Code PIN.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/mesure-de-la-pression-pulmonaire/6216-spirometre-portable-datospir-micro-c-w20-software.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	2

Documents associés

- Fiche DATOSPIR MICRO

Documents téléchargeables sur la page produit.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com