

FICHE PRODUIT



Ventouses obstétricale en silicone

Référence : SOC-MDL-251064

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1
- Résolution de l'écran : Full HD

Description du produit

Ventouses obstétricale en silicone

Caractéristiques des ventouses en silicone

- Ventouse diamètre 50mm, bleue
- Tuyau diamètre 11 x 6.5 mm, 1.5 m silicone (medical grade FDA approved)
- Longueur : 150 cm
- 1 raccord
- Fixation en douceur au cuir chevelu du fœtus.
- Conception en une pièce pour une manipulation et un usage aisés.
- La surface lisse pourvue d'une arête longitudinale permet d'observer la rotation.
- Ventouses réutilisables en silicone.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

**Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/ventouses-obstetricales/6222-silc-cup-o-50-mm-bleue.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delaïs	48 heures
Garantie	1
Résolution de l'écran	Full HD

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
diametre - Ø 60mm	SOC-MDL-251065	
diametre - Ø 50mm	SOC-MDL-251064	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com