

FICHE PRODUIT



Aspirateur chirurgical mobile Basic 2013 (avec ped)

Référence : SOC-MDL-251067

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

L'aspirateur Basic à vide élevé est notre système le plus simple pour les procédures dans les hôpitaux, les cliniques ou les cabinets médicaux nécessitant un vide élevé, comme pour la neurochirurgie, l'aspiration des voies respiratoires, l'endoscopie, la liposuccion, le drainage de plaies et les césariennes/accouchements par ventouse.

L'aspirateur Basic offre une véritable innovation. Son design est unique, il propose de nouvelles fonctionnalités en matière d'hygiène, une grande facilité d'utilisation et est très silencieux.

- L'aspirateur Basic propose la simplicité : il a été conçu pour optimiser l'hygiène et la facilité d'utilisation.
- L'aspirateur Basic offre une formation de vide rapide à un niveau sonore très faible.
- L'ingéniosité suisse en matière de performance, de qualité et de fiabilité sur laquelle vous pouvez compter.

La conception lisse et conviviale du capot en une pièce et les boutons Marche/Arrêt de technologie CleanTouch réduisent les angles et les creux pour faciliter le nettoyage.

La construction et le design fonctionnels et modernes de l'aspirateur Basic utilisent des matériaux de grande qualité, ce qui en fait un aspirateur extrêmement durable et fiable.

L'ingénierie experte et sophistiquée de Medela a produit le design simple et intuitif de l'aspirateur

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Basic, qui est ainsi très convivial. Il utilise moins de pièces sans compromis de performance ou de niveau sonore.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/aspirateurs-chirurgicaux/6225-aspirateur-chirurgical-mobile-basic-2013.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com