

FICHE PRODUIT



Incubateur ou couveuse néonatale BABY CUP 300

Référence : SOC-DSN-BABYCUP300

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 2

Description du produit

Caractéristiques de l'incubateur néonatal, Modèle BABY CUP 300:

- Système de température contrôlé par microprocesseur.
- La température de l'air, la température de la peau, l'humidité, la minuterie, et puissance thermique sont affichés séparément par un écran LED.
- Fonctions alarme : panne d'alimentation, température élevée, variations de température, panne du capteur de la peau, panne du ventilateur.
- Réglage de la température > 37°C - Verrouillage du clavier permettant d'empêcher toute modification de paramètres.
- Les problèmes de température élevée et variations de température pourraient être modifié directement dans le panneau avant.
- L'angle d'inclinaison du lit de bébé est réglable.
- Le niveau d'humidité est réglable en continu.
- Minuterie intégrée pour l'enregistrement du temps de thérapie.
- La fonction de protection en cas de panne du capteur de température pour la peau permet d'éviter la surchauffe.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Un deuxième coupe-circuit thermique de mise hors fonction, pour plus de sécurité.

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/neonatalogie-et-reanimation-neonatale/6232-incubateur-neonatal-bb-300-cupboard.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	2

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com