

FICHE PRODUIT

Incubateur ou couveuse néonatale DELUXE 300

Référence : SOC-DSN-DELUXE300

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 2

Description du produit

Caractéristiques de l'incubateur néonatal, Modèle DELUXE 300:

- Système de température contrôlé par microprocesseur.
- La température de l'air, la température de la peau, l'humidité, la minuterie, et puissance thermique sont affichés séparément par un écran LED.
- Fonctions alarme : panne d'alimentation, température élevée, variations de température, panne du capteur de la peau, panne du ventilateur.
- Réglage de la température > 37°C.
- Verrouillage du clavier permettant d'empêcher toute modification de paramètres.
- Les problèmes de température élevée et variations de température pourraient être modifiés directement dans le panneau avant.
- L'angle d'inclinaison du lit de bébé est réglable.
- Le niveau d'humidité est réglable en continu.
- Minuterie intégrée pour l'enregistrement du temps de thérapie.
- La fonction de protection en cas de panne du capteur de température pour la peau permet

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

d'éviter la surchauffe.

- Un deuxième coupe-circuit thermique de mise hors fonction, pour plus de sécurité.
- Capot à double paroi et de grande taille.
- Niveau d'électricité convenant au le fonctionnement réglable.

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/neonatalogie-et-reanimation-neonatale/6233-incubateur-neonatal-bb-300-luxurious.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	2

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com