

FICHE PRODUIT



Incubateur ou couveuse néonatale **ADVANCE 300** avec unité de photothérapie en option

Référence : SOC-DSN-ADVANCE300

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 2

Description du produit

Caractéristiques de l'incubateur néonatal, Modèle ADVANCE 300:

- Système de température contrôlé par microprocesseur.
- Modes de contrôle : mode air et mode peau du nourrisson.
- Deux sondes de mesure des températures centrale et périphérique de la peau.
- Poids du nourrisson, porte-cassettes de radiographie, système de contrôle de l'humidité.
- Température, humidité, minuterie, poids du nourrisson et puissance thermique sont affichés séparément par un écran LED.
- Six fonctions d'alarme audio et visuel.
- Réglage de la température > 37°C.
- L'angle d'inclinaison du lit de bébé est réglable.
- 4 Fenêtres d'exploitation et deux ports d'accès.
- Un deuxième coupe-circuit thermique de mise hors fonction, pour plus de sécurité.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Fonction en option : unité de photothérapie BL-30 au-dessus ; Connecteur RS-232.

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/neonatalogie-et-reanimation-neonatale/6234-incubateur-neonatal-bb-300-advanced.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	2

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com