

FICHE PRODUIT



Couveuse néonatale de transport, Modèle SOC DIAMOND 5000

Référence : SOC-DSN-DIAMOND5000

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 2

Description du produit

Caractéristiques principales de la couveuse néonatale de transport, Modèle SOC DIAMOND 5000 :

- Ventilateur silencieux et de longue durée de vie
- Les problèmes de température élevée et variations de température pourraient être modifié directement dans le panneau avant
- Un deuxième coupe-circuit thermique de mise hors fonction, pour plus de sécurité
- Six fenêtres d'exploitation, deux fenêtres d'accès latéraux pouvant pivoter
- Capot double paroi et lampe d'observation LED blanche
- Avec deux bouteilles d'oxygène et débitmètre d'oxygène
- Avec en option un chariot à hauteur réglable.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/neonatalogie-et-reanimation-neonatale/6235-couveuse-neonatale-de-transport-bt-100.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	2

Documents associés

- Fiche technique

Documents téléchargeables sur la page produit.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com