

FICHE PRODUIT

Table de réanimation pédiatrique néonatale, Modèle STANDARD 100A

Référence : SOC-DSN-STANDARD100A

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 2

Description du produit

Principales fonctions de la table de réanimation pédiatrique néonatale, Modèle STANDARD 100A:

- Système de température contrôlé par microprocesseur.
- Les fonctions d'alarme de sécurité incluent : panne d'alimentation, variation de température, panne du capteur de température, surchauffe.
- Alarmes audio et visuelles.
- Un deuxième coupe-circuit thermique de mise hors fonction, pour plus de sécurité.
- La fonction de protection en cas de panne du capteur de température pour la peau permet d'éviter la surchauffe.

Autres

- Dimensions en cm: 110 x 78 x 84
- Poids net: 60 kg
- Poids brut: 85 kg
- Volume: 0.72 m³

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/neonatalogie-et-reanimation-neonatale/6236-appareil-de-chauffage-radiant-pour-nourrisson-bn-100a-standard.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	2

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com