

FICHE PRODUIT



Table de réanimation pédiatrique neonatale, Modèle INFANT 100

Référence : SOC-DSN-INFANT100

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 2

Description du produit

Principales fonctions de la table de réanimation pédiatrique neonatale, Modèle INFANT 100:

- Système de température contrôlé par microprocesseur.
- L'unité de contrôle du microprocesseur offre trois modes : préchauffage, manuel, automatique.
- Les fonctions d'alarme de sécurité incluent : panne d'alimentation, variation de température, panne du capteur de température, surchauffe.
- Minuteur d'APGAR pour enregistrement du temps de thérapie.
- Plateau de cassettes de radiographie installé sous le matelas du nourrisson ;
- Tête de l'appareil de chauffage réglable à + ou - 90° horizontalement ;
- L'angle d'inclinaison du lit du nourrisson est réglable ;
- Membrane protectrice transparente ;
- Les alarmes sont audio et visuelles.
- Un deuxième coupe-circuit thermique de mise hors fonction, pour plus de sécurité.
- La fonction de protection en cas de panne du capteur de température pour la peau permet

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

d'éviter la surchauffe.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/neonatalogie-et-reanimation-neonatale/6238-appareil-de-chauffage-radiant-pour-nourrisson-modele-soc-infant-100.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	2

Documents associés

- Fiche technique

Documents téléchargeables sur la page produit.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com