

FICHE PRODUIT



Table de réanimation pédiatrique néonatale, Modèle DELUXE BABY 100

Référence : SOC-DSN-DELUXEBABY100

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 2

Description du produit

Table de réanimation pédiatrique néonatale, Modèle DELUXE BABY 100

Configuration standard :

- Corps principal (y compris la source de rayonnement, le système de commande et le lit du bébé) ;
- Cassette de radiographie ;
- Lampe d'observation ;
- Tige porte sérum ;
- Capteur de température cutanée ;
- Plateau pour cassette de radiographie ;
- Matelas ;
- Cadre de protection transparente ;
- Unité de photothérapie à LED ;
- Aspirateur basse pression ;

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Système d'alimentation en oxygène ;
- Support de levage électrique.

Principales fonctions de la table de réanimation pédiatrique néonatale, Modèle DELUXE BABY 100 :

- Système de température contrôlé par microprocesseur
- L'unité de contrôle du microprocesseur offre trois modes : préchauffage, manuel, automatique
- Les fonctions d'alarme de sécurité incluent : panne d'alimentation, variation de température, panne du capteur de température, surchauffe
- Minuteur d'APGAR pour enregistrement du temps de thérapie - Plateau de cassettes de radiographie installé sous le matelas du nourrisson ;
- Tête de l'appareil de chauffage réglable à + ou - 90° horizontalement ;
- L'angle d'inclinaison du lit du nourrisson est réglable ;
- L'angle d'observation de la lampe halogène est réglable
- Membrane protectrice transparente ;
- Les alarmes sont audio et visuelles
- Un deuxième coupe-circuit thermique de mise hors fonction, pour plus de sécurité
- La fonction de protection en cas de panne du capteur de température pour la peau permet d'éviter la surchauffe
- Basse pression d'aspiration, système d'approvisionnement en oxygène, et unité de photothérapie LED.

Données techniques :

- Dimensions : 125 x 94 x 105 cm
- Poids net/brute : 120 /160 kg

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/neonatalogie-et-reanimation-neonatale/6240-appareil-de-chauffage-radiant-pour-nourrisson-deluxe-baby-100.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	2

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com