

FICHE PRODUIT

Table de réanimation pédiatrique néonatale, Modèle DELUXE BABY 200

Référence : SOC-DSN-DELUXEBABY200

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 2

Description du produit

Principales fonctions de la table de réanimation pédiatrique néonatale, Modèle DELUXE BABY 200:

- Système de température contrôlé par microprocesseur
- L'unité de contrôle du microprocesseur offre trois modes : préchauffage, manuel, automatique
- Les fonctions d'alarme de sécurité incluent : panne d'alimentation, variation de température, panne du capteur de température, surchauffe
- Minuteur d'APGAR pour enregistrement du temps de thérapie
- Plateau de cassettes de radiographie installé sous le matelas du nourrisson ;
- Tête de l'appareil de chauffage réglable à + ou - 90° horizontalement ;
- L'angle d'inclinaison du lit du nourrisson est réglable ;
- L'angle d'observation de la lampe halogène est réglable
- Membrane protectrice transparente ;
- Les alarmes sont audio et visuelles
- Un deuxième coupe-circuit thermique de mise hors fonction, pour plus de sécurité

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- La fonction de protection en cas de panne du capteur de température pour la peau permet d'éviter la surchauffe
- Les problèmes de variations de température pourraient être modifié directement dans le panneau avant
- Basse pression d'aspiration, système d'approvisionnement en oxygène, et unité de photothérapie LED
- Niveau d'électricité convenant au le fonctionnement réglable.

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/neonatalogie-et-reanimation-neonatale/6241-appareil-de-chauffage-radiant-pour-nourrisson-modele-deluxe-baby-200.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	2

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com