

FICHE PRODUIT

Table de réanimation pédiatrique néonatale, Modèle DELUXE BABY 500

Référence : SOC-DSN-DELUXE BABY 500

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 2

Description du produit

Principales fonctions de la table de réanimation pédiatrique néonatale, Modèle DELUXE BABY 500 :

- Trois modes de contrôle: manuel, température de la peau et température du matelas
- Système de température contrôlé par microprocesseur
- Le panneau de contrôle est affiché par VFD
- Avec le capteur digitale de température de la peau, les données sont exact et stabilisables
- Détecteur intacte et de haute sensibilité pour l'inspection de la température du matelas
- Les fonctions d'alarme de sécurité incluent : panne d'alimentation, variation de température, panne de sonde de la température, surchauffe
- Minuteur d'APGAR pour enregistrement du temps de thérapie
- L'angle de la lampe d'observation peut être réglée + 90°, ainsi que la luminosité
- Tête de l'appareil de chauffage est réglable à + ou - 90° horizontalement ;
- L'angle d'inclinaison du lit électrique du nourrisson est de + 10°, avec membrane protectrice transparente

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Plateau pratique de cassettes de radiographie installé sous le matelas du nourrisson ;
- Niveau d'électricité convenant au le fonctionnement réglable
- Les alarmes sont audio et visuelles
- Un deuxième coupe-circuit thermique de mise hors fonction, pour plus de sécurité
- La fonction de protection en cas de panne du capteur de température pour la peau permet d'éviter la surchauffe

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/neonatalogie-et-reanimation-neonatale/6242-appareil-de-chauffage-radiant-pour-nourrisson-modele-soc-deluxe-baby-500.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	2

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com