

FICHE PRODUIT

Centrifugeuse de table, grande vitesse et grande capacité pour la PRP

Référence : SOC-TDL40BW

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 2

Description du produit

Centrifugeuse de table a grande vitesse et grande capacité pour plasma riche en plaquettes (PRP)

- Le modèle TDL-40B-W est entraîné par un moteur sans balai
- Contrôlé par microprocesseur, affichage LCD, panneau de contrôle tactile, la chambre centrifuge et le rotor centrifuge sont tous en acier inoxydable. Le verrouillage du couvercle et le verrouillage électronique de la porte sont pour une utilisation plus sécurisée. Les paramètres peuvent être révisés librement pendant un cycle. Le temps et la vitesse peuvent être affichés selon que les boutons y correspondant sont affichés.
- Elle peut être utilisée à la banque de sang, pour la médecine, la biochimie, les tests cliniques, et la séparation des particules de sérum sanguin, le plasma et carbamide.

Caractéristiques du modèle TDL-40B-W

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Moteur	Moteur sans balai
Vitesse max	4 000 tr/min
RCF max	3 400 xg
Capacité maximale	4 x 100 ml
Précision de la vitesse	+ ou - 100 tr/min
Intervalle de temps	0 - 99 min
Bruit	> ou = 68 dB
Alimentation	2 640 W
Dimensions	510 x 470 x 440 (L x W xH) mm
Poids	35 Kg

Paramètres techniques de rotors

Nom	Modèle	Vitesse maximale	RCF maximal	Capacité
Rotation	XTS04-7	4 000 tr/min	3 100 xg	4 x 100 ml
Support		4 000 tr/min	3 100 xg	4 x 50 ml
Support		4 000 tr/min	3 100 xg	16 x 15 ml
Support		4 000 tr/min	3 100 xg	8 x 50 ml

Avec des rotors de pivotement et micro plaques rotors.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
 95520 OSNY FRANCE
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
 fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/centrifugeuses-hautes-vitesses/6246-centrifugeuse-table-tdl40bw.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	2

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com