

FICHE PRODUIT



Nébuliseur ultrasonique, Modèle MED 402AI

Référence : SOC-YWL-251016

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 2

Description du produit

Caractéristiques du nébuliseur ultrasonique, Modèle MED 402AI :

- Sans huile
- Petit
- Silencieux
- Fines particules Paramètres du nébuliseur ultrasonique, Modèle MED 402AI :
- Tension d'alimentation : AC220V + ou - 10%
- Fréquence ultrasonique : 1,7 Mhz + ou - 10%
- Temps de fonctionnement en continu : > ou = 4h
- Alimentation : < ou = 50W
- Capacité maximale du petit verre de médication : 150 ml
- Capacité maximale du grand verre de médication : 350 ml
- Taux de nébulisation maximum : > ou = 3ml/min
- Intervalle de temps : 0 - 60 min, aucun niveau de réglage

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Temps de chargement en continu : > ou = 4h Nébuliseur ultrasonique 402AI

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/appareils-d-aerosoltherapie/6249-nebuliseur-ultrasonique-modele-med-402ai.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	2

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com