

FICHE PRODUIT

Nébuliseur à compresseur, Modèle MED 403B

Référence : SOC-YWL-251018

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 2

Description du produit

Caractéristiques du nébuliseur ultrasonique, Modèle MED 403B :

- Sans huile - Petit - Silencieux
- Fines particules Paramètres du nébuliseur à compresseur, Modèle MED 403B :
 - Il s'agit d'une nouvelle génération du nébuliseur.
 - Il réduit les médicaments liquides en de minuscules particules par la compression de l'air.
 - Les minuscules particules peuvent être aspirées par les patients.
- Tension d'alimentation : AC220V + ou - 22V, 50 + ou - 1Hz
- Pression négative maximale de la pompe de compression : > ou = 0,15 MPa
- Flux d'air libre dans la pompe de compression : > ou = 10 L/min
- Taux de nébulisation maximum : > ou = 0,10 ml/min
- Bruit : < ou = 65 dB (A)

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Brevet de conception pour la gorge de serrage

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/appareils-d-aerosoltherapie/6251-nebuliseur-a-compresseur-modele-med-403b.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	2

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com