

FICHE PRODUIT

Concentrateur d'oxygène 0,5-3 LPM, Modèle Oxybreath Mini 3

Référence : SOC-KRM-251010

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 2

Description du produit

Certaines données de description ont été simplifiées pour ce document.

Un look non médical, avec un design à faible volume qui réduit les coûts de déplacement pour le livreur et rend la thérapie plus aisée pour les patients.

Le mini 5 convient aux patients qui ont besoin de thérapie régulière, le tout en une petite plate-forme efficace.

Points clés :

- Ultra faible volume diminue les coûts d'expédition (288 pcs dans un conteneur 20 ")
- Très petit d'apparence et look non médical
- Faible consommation électrique et faible production de chaleur
- La version 3 litres est disponible pour les patients nécessitant de faible débit, pour leur épargner la dépense non nécessaire d'un appareil de 5 litres plus coûteux et plus volumineux
- Aucune maintenance requise pendant 2 ans.
- Fonctionnement silencieux

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Surveillance de l'oxygène en option

Spécifications techniques du Concentrateur d'oxygène, Modèle Oxybreath Mini 3 :

- Tension de fonctionnement : 220-240V / AC
- Fréquence principale : 50 Hz
- Alimentation : 165 W
- Surveillance d'O₂ - Oxygène élevé %O₂ > 82%
 - * Oxygène bas %O₂ < 82%
 - * Service technique requis < 70%
- Débit d'oxygène 0,5-3 LPM
- Saturation d'oxygène 1-3 L 93 ± 3%
- Température de fonctionnement 5-40° C
- Poids brut : 14,45 Kg
- Poids net : 12,45 Kg
- Type B
- Class II

Conformité et garantie

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/concentrateur-d-oxygene/6253-concentrateur-d-oxygene-oxybreath-mini-3.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	2

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com