

FICHE PRODUIT



Concentrateur d'oxygène 10 LPM Oxybreath

Référence : SOC-KRM-251012

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 2

Description du produit

Les concentrateurs d'oxygène sont des unités électriques stationnaires qui prennent de l'azote de l'air autour de vous et offrent un débit d'oxygène en continu.

Les concentrateurs d'oxygène sont moins coûteux que l'oxygène liquide et sont les sources d'oxygène thérapeutique les plus efficaces. Près de 80% de patients avec oxygène à domicile utilisent les concentrateurs d'oxygène au quotidien.

Avant les concentrateurs d'oxygène, il fallait utiliser des bouteilles d'acier en aluminium qui servaient à l'approvisionnement en oxygène pur. Les choses ont changé depuis l'invention du concentrateur d'oxygène.

Un concentrateur ne stocke pas l'oxygène comme les bouteilles en aluminium du passé. Elle produit et distribue l'oxygène sur une base continue. Il prend l'air courant, qui normalement contient 21% d'oxygène, et y supprime l'azote. L'air résultant est alors constitué de 95 % d'oxygène pur ...

Le concentrateur d'oxygène Hikoneb intel® OxyBreath 10L peut fonctionner dans les pays à haute température car il utilise un puissant ventilateur compresseur de refroidissement du mécanisme. Le ventilateur est situé sous la machine de sorte que même pour les patients utilisant l'appareil à proximité des murs, le débit d'air n'est pas perturbé. Les deux filtres de l'appareil sont très faciles à changer et le filtre à poussière est très facile d'accès afin de fournir un entretien facile.

L'appareil pourrait être utilisé dans des environnements poussiéreux si le filtre à poussière est

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

régulièrement entretenu.

Points clés :

- Pour les patients à besoin en oxygène élevés
- Facile à utiliser
- Fiable, durable
- Ne nécessite aucune recharge, branchez juste et démarrez
- Utilises plus de tamis moléculaires que chez les concurrents
- Tamis moléculaires de haute qualité
- Silencieux
- Moniteur d'oxygène en option

Spécifications techniques :

- Tension de fonctionnement: 220-240V / AC
- Fréquence principale: 50 hz
- Alimentation: 550W
- Débit d'oxygène: 1 - 10 LPM
- Saturation d'oxygène: 1 - 9 LPM 92% $\pm$ 3%; 10LPM 90% $\pm$ 3%
- Pression de sortie d'oxygène: 90 - 130 Kpa
- Température de fonctionnement : 5 - 40° C
- Poids brut: 25 Kg
- Poids net: 22,5 Kg
- Type B
- Class II

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/concentrateur-d-oxygene/6255-concentrateur-d-oxygene-10-lpm-oxybreath.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	2

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com