

FICHE PRODUIT

Nébuliseur à piston AeroCare II

Référence : SOC-KRM-251014

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 2

Description du produit

Le nébuliseur à piston, pompe de l'air au moyen d'un liquide médicinal pour le transformer en vapeur, laquelle est ensuite inhalée par le patient.

Ces médicaments sont fréquemment des stéroïdes, et la raison pour laquelle ils sont inhalés au lieu d'être digérés est de limiter leur effet sur les poumons/système respiratoire uniquement. Sinon, la quantité de stéroïdes saturés dans tout le corps serait toxique.

Le nébuliseur à piston est conçu pour être utilisé dans l'environnement de vie du patient.

L'appareil AeroCare est parfait pour un usage quotidien par un seul patient. L'AeroCare II est une alternative de haute qualité et moins coûteuse aux nébuliseurs plus chers sur le marché. Il a une pression de sortie de 3,5 Bars.

Spécifications techniques :

- Tension : 230 V/ AC
- Fréquence : 50 Hz
- Tension : 70 W
- Compression maximale : 3,5 Bars

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Pression : 51,45 psi
- Flux d'air : 9,5 L/Min
- Poids net : 1,75 Kg
- Dimensions : 250 x 165 x 110 mm
- Class II
- Type B

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/appareils-d-aerosoltherapie/6257-nebuliseur-a-piston-aerocare-ii.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	2

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com