

FICHE PRODUIT

Nébuliseur ultrasonique pour hôpitaux, Hikoneb 908DC

Référence : SOC-KRM-251015

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 2

Description du produit

Les nébuliseurs ultrasoniques Socimed fonctionnent grâce à des ultrasons. Ils ne sont pas des atomiseurs, n'utilisent pas l'air de la pompe pour atomiser le médicament. Les ultrasons sont une source d'énergie pour la nébulisation des liquides pour les thérapies par inhalation. Le mécanisme de fonctionnement implique que les ondes d'ultrasons devraient toucher la surface du liquide (ex. médicament, eau) et fusionner le liquide en sous-particules de taille de micron. Ce procédé améliore l'efficacité de la thérapie aérosol, du fait de la répartition égale des tailles de particules. Les nébuliseurs ultrasoniques peuvent également être utilisés pour l'humidification de la pièce, pour aider les patients à mieux respirer.

Les nébuliseurs ultrasoniques d'hôpitaux Socimed, sont vendus avec tous leurs accessoires. Vous n'aurez pas à effectuer de dépenses supplémentaires pour le chariot, les tuyaux, les filtres, etc. les pièces de rechange sont disponibles à un coût raisonnable, ceci contrairement aux autres produits sur le marché. Toutes les pièces en contact avec le patient sont autoclavables. Essayez notre qualité, testez nos produits, et comparez-les aux autres. Les nébuliseurs ultrasoniques Socimed offrent le meilleur rapport qualité-prix.

Les bonnets médicaux fournis, permettent à l'équipe médicale d'approvisionner le patient en médicament de manière efficace. Un réservoir de 650 ml et un autre additionnel de 1 000 ml, garantisse un fonctionnement sur une longue durée.

Le réglage de la nébulisation est un autre point spécial, qui permet l'ajustement de la quantité du

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

médicament administré à l'heure. Avec l'aide du mécanisme de chauffage automatique, l'appareil peut fournir de la vapeur chaude jusqu'à 38°C.

Principaux champs d'application :

- Anesthésie, chirurgie, pédiatrie
- Soins intensifs
- Applications de la médecine interne
- Maladies pulmonaires spécifiques et non-spécifiques
- Asthme bronchique
- Pneumonie
- Bronchite aigue et non-aigue
- Oreille, nez, gorge
- Chirurgie plastique
- Humidifications des gaz respiratoires
- Nébulisation des médicaments

Caractéristiques principales :

- Le panneau de commande numérique permet un fonctionnement meilleur et facile.
- La minuterie intégrée est réglable jusqu'à 90 minutes
- Le mécanisme de chauffage, chauffe la vapeur jusqu'à 38°C
- Sortie de vapeur constante
- Interrupteur On/Off, boutons « select », « increase », « decrease »
- Alarme visuelle en cas de dysfonctionnement ou de niveau bas de l'eau
- Oscillateur de protection de chauffage
- Une petite quantité de médicaments peut être appliquée (5 – 7 ml)
- Haute performance de nébulisation, basse consommation d'énergie
- Haute performance du plug du module système pour grande facilité d'entretien

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Adaptateur d'oxygène pour un approvisionnement en gaz respiratoires avec vapeur
- Mécanisme de double filtration afin de réduire les risques de contamination
- Panneau en acier inoxydable, boîtier en aluminium et système de prise en charge bras flexible
- Sa conception spéciale facilite le changement de l'oscillateur
- Certifié CE et ISO

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/appareils-d-aerosoltherapie/6258-nebuliseur-ultrasonique-pour-hopitaux.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	2

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com