

FICHE PRODUIT

Nébuliseur ultrasonique, Modèle MED 906

Référence : SOC-KRM-251016

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 2

Description du produit

Les nébuliseurs ultrasoniques Socimed, fonctionnent grâce à des ultrasons. Ils ne sont pas des atomiseurs, n'utilisent pas l'air de la pompe pour atomiser le médicament. Les ultrasons sont une source d'énergie pour la nébulisation des liquides pour les thérapies par inhalation. Le mécanisme de fonctionnement implique que les ondes d'ultrasons devraient toucher la surface du liquide (ex. médicament, eau) et fusionner le liquide en sous-particules de taille de micron. Ce procédé améliore l'efficacité de la thérapie aérosol, du fait de la répartition égale des tailles de particules. Les nébuliseurs ultrasoniques peuvent également être utilisés pour l'humidification de la pièce, pour aider les patients à mieux respirer. Nos nébuliseurs ultrasoniques sont conçus pour une utilisation en continue sans problèmes en milieux hospitalier.

Affichage à cristaux liquides, 3 boutons de commande du panneau et l'utilisation de la technologie de micro-contrôle permet à l'appareil d'être contrôlé de manière précise. Sa minuterie intégrée permet au personnel de l'hôpital et à l'unité d'intervenir pendant les périodes qui le nécessitent. Le 906 S/LCD est parfait pour une utilisation intensive en milieux cliniques.

Accessoires inclus : tubes hytrel, bouteille d'eau, filtre bactérien, filtre à air, et support mobile, convenant parfaitement à l'utilisation en milieux hospitalier.

Toutes les pièces autres que les filtres sont autoclavables à plus de 132° Celsius.

Les bonnets médicaux fournis, permettent à l'équipe médicale d'approvisionner le patient en médicament de manière efficace. Un réservoir de 650 ml et un autre additionnel de 1 000 ml,

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

garantisse un fonctionnement sur une longue durée. Le réglage de la nébulisation est un autre point spécial, qui permet l'ajustement de la quantité du médicament administré à l'heure. Avec l'aide du mécanisme de chauffage automatique, l'appareil peut fournir de la vapeur chaude jusqu'à 38°C.

Principaux champs d'application :

- Anesthésie, chirurgie, pédiatrie
- Soins intensifs
- Applications de la médecine interne
- Maladies pulmonaires spécifiques et non-spécifiques
- Asthme bronchique
- Pneumonie
- Bronchite aigue et non-aigue
- Oreille, nez, gorge
- Chirurgie plastique
- Humidifications des gaz respiratoires
- Nébulisation des médicaments

Nébuliseur ultrasonique, Modèle MED 906

Les nébuliseurs ultrasoniques d'hôpitaux Socimed, sont vendus avec tous leurs accessoires. Vous n'aurez pas à effectuer de dépenses supplémentaires pour le chariot, les tuyaux, les filtres, etc. les pièces de rechange sont disponibles à un coût raisonnable, ceci contrairement aux autres produits sur le marché. Toutes les pièces en contact avec le patient sont autoclavables. Leurs systèmes de chariots, les rend déplaçable à l'intérieur de l'hôpital.

Essayez notre qualité, testez nos produits, et comparez-les aux autres. Les nébuliseurs ultrasoniques de Socimed offrent le meilleur rapport qualité-prix. Les nébuliseurs ultrasoniques Socimed 906 S/LCD, sont conçus pour être utilisés dans des milieux hospitaliers.

Accessoires inclus : tubes hytrel, bouteille d'eau, filtre bactérien, filtre à air, et support mobile, convenant parfaitement à l'utilisation en milieux hospitalier.

Caractéristiques principales du Nébuliseur ultrasonique, Modèle MED 906 :

- Affichage à cristaux liquides

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- La minuterie intégrée est réglable jusqu'à 120 minutes
- Le mécanisme de chauffage, chauffe la vapeur jusqu'à 38°C
- Sortie de vapeur constante
- Interrupteur On/Off, 3 boutons « select », « increase », « decrease »
- Alarme visuelle et sonore en cas de dysfonctionnement ou de niveau bas de l'eau
- Protection de l'oscillateur de chauffage
- Une petite quantité de médicaments peut être appliquée (5 - 10 ml)
- Haute performance de nébulisation, basse consommation d'énergie
- Haute performance du plug du module système pour grande facilité d'entretien
- Adaptateur d'oxygène pour un approvisionnement en gaz respiratoires avec vapeur
- Mécanisme de double filtration afin de réduire les risques de contamination
- Étui en plastique ABS et système de prise en charge bras flexible
- Sa conception spéciale facilite le changement de l'oscillateur
- Certifié CE et ISO

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/appareils-d-aerosoltherapie/6259-nebuliseur-ultrasonique-med-906-s-lcd.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	2

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com