

FICHE PRODUIT

Aspirateur chirurgical compact Ecoaspir

Référence : SOC-KRM-201015

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 2

Description du produit

Les aspirateurs chirurgicaux compacts sont spécialement conçus pour être légers et confortables pour une utilisation à domicile. L'Ecoaspir possède une bouteille jetable de collecte de 1.000 ml avec arrêt automatique de flottement. Il est disponible aussi bien en fonctionnement sur batterie qu'en fonctionnement sur secteur. Les deux cas sont conformes aux normes ISO 10079.

Principales caractéristiques

- Grande capacité d'aspiration, 550 mmHg
- Élégant, petit et léger, portable
- Filtre bactérien intégré
- Arrêt automatique de flottement
- Bouteille jetable de collecte de 1.000 ml
- Disponible aussi bien en fonctionnement sur batterie qu'en fonctionnement sur secteur

Spécifications techniques**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

	Sur secteur	Sur batterie
Poids	2.200 gr*	3.000 gr*
Dimensions	240 x 270 x 145 mm	240 x 270 x 145 mm
Volume de la bouteille de collecte	1.000 ml	1.000 ml
Sécurité de flottement	Valve de flottement intégrée	Valve de flottement intégrée
Aspiration Max.	550 mmHg**	590 mmHg**
Aspiration Min.	100 mmHg**	100 mmHg**
Débit max.	9 litres/min	10 litres/min
Tension	220 V/AC, 50 Hz	230 V/AC, 50 - 60 Hz
Alimentation	80 watts	45atts

* Le poids de l'unité n'inclut pas la bouteille de collecte.

* Les conditions peuvent varier sur différentes conditions atmosphériques.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/aspirateurs-chirurgicaux/6260-aspirateur-chirurgical-compact-ecoaspir.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
 95520 OSNY FRANCE
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	2

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com