

FICHE PRODUIT

Appareil CPAP pour l'apnée du sommeil, Modèle SleepOne Bilevel ST

Référence : SOC-KRM-201019

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 2

Description du produit

Appareil CPAP pour l'apnée du sommeil, Modèle SleepOne Bilevel ST

Thérapie spontanée / temporisation spontanée / temporisée à double niveau abordable, jusqu'à 35 cmH₂O IPAP...

Les appareils SleepOne Bilevel sont conçus pour fournir de manière précise une assistance respiratoire à deux niveaux. Avec le SleepOne Bilevel ST, les patients peuvent être traités avec la temporisation spontanée et la ventilation temporisée. Que ce soit le patient qui déclenche l'appareil ou alors qu'il se déclenche tout seul par la vitesse de sauvegarde, le SleepOne Bilevel ST est un appareil de thérapie fiable. Avec un algorithme amélioré, ils sont assez précis pour identifier les tentatives de respiration des patients.

Le déclenchement à la sensibilité réglable augmente la conformité avec le patient, et rend l'appareil utile pour différents groupes de patients. Le déclenchement de l'inspiration est réglable à un débit de 2 l/min à 20 l/min. Pour augmenter la synchronisation périphérique-patient, les courbes de changement de pression IPAP-PEP et PEP-IPAP peuvent être arrondies à 5 étapes. Ce paramètre améliore le confort du patient et ainsi, il augmente la synchronisation.

Alimentation interne, garantie une manipulation aisée pendant le voyage, et empêche des énormes bruits dans votre chambre à coucher. Un mince cordon d'alimentation est suffisant pour faire fonctionner le périphérique. Des accessoires sont disponibles en option sur demande. Un

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

adaptateur d'enrichissement en oxygène; un convertisseur pour une utilisation des jacks 12V en voitures, camions et bateaux.

Spécifications techniques de l'Appareil CPAP pour l'apnée du sommeil, Modèle SleepOne Bilevel ST:

- Modes disponibles : CPAP, Bilevel S, Bilevel ST, Bilevel T
- Intervalle de pression (cmH2O) : CPAP MODE 3 – 20 cm H2O (incréments 0.5)
 - * Mode Intervalle IPAP à deux niveaux 6 – 25 cm H2O (incréments 0.5) ;
 - * Mode Intervalle EPAP à deux niveaux 3 – 22 cm H2O (incréments 0.5).
- Vitesse de sauvegarde : 4-40 BPM
- Déclenchement de l'inspiration : 2 l/min – 20 l/min réglable
- Déclenchement de l'expiration : Débit inspire %10 – %90
- Ratio I / E : 1:0.5 à 1:4.0
- Arrondis IPAP : 0 – 5
- Arrondis EPAP : 0 – 5
- Réglage de l'altitude : Automatique
- Dimensions (Longueur x profondeur x hauteur) : 18.1 x 15.5 x 11.7 cm
- Poids : 1.20 Kg
- Consommation en énergie : 65 Watt
- Tension : 100-230 V AC
- Garantie : 2 ans
- Niveau de bruit : <29 db
- Logiciel de rapport : Sleep One Software
- Activation / Désactivation automatique : Oui

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/appareils-cpap-pour-l-apnee-du-sommeil/6264-respirateurs-de-reanimation-modele-sleepone-bilevel-st.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	2

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com