

FICHE PRODUIT

Spatules plates stériles unitaires - 63 mm

Référence : SOC-SPAP63S1

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Spatules plates en polystyrène blanc, largeur 25 mm.

Stérilisées par irradiation, sous emballage unitaire.

* Longueur: 63 mm.

* Conditionnement minimum de vente: Carton de 500.

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/abaisse-langue-et-spatules/627-spatules-plates-steriles-unitaires-63-mm.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com