

FICHE PRODUIT

Agitateur Vortex MX-S

Référence : SOC-DGL-151014

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Agitateur Vortex MX-S

L'**agitateur Vortex MX-S** largement utilisé dans les sciences de la vie, les sciences physiques et les champs d'analyse chimiques, convient aux re-suspensions de cellules ou de produits chimiques en granulés dans des tubes jusqu'à 15 ml.

- Fonctionnement en continu ou au toucher (par pression sur la tête d'agitation)
- Vitesse variable de 0 à 2500 rpm, et régulation continue de la vitesse
- Le MX-S peut être utilisé pour de nombreuses applications d'agitation avec ses accessoires en option, et ses poignées possèdent une capacité allant jusqu'à 48 tubes.
- Base en acier et pieds en silicone spécifiquement réalisés pour l'obtention d'une grande stabilité et une excellente absorption des vibrations.
- Roue excentrique à roulement à billes.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Système de fixation des accessoires par simple clip, étudié pour une très grande sécurité.
- Boîtier robuste en fonte.

Spécifications techniques de l'agitateur vortex MX-S :

	MX-S (vitesse réglable)
Tension (V AC)	110 - 120 / 220 - 230
Fréquence (Hz)	50 / 60
Puissance (W)	60
Mouvement d'agitation	Orbital
Diamètre orbital d'agitation (mm)	4
Puissance du moteur absorbée (W)	58
Puissance du moteur débitée (W)	10
Temps de fonctionnement admissible (%)	30
Régulation de la vitesse (rpm)	0 - 2 500
Affichage de la vitesse	Echelle
Type de fonctionnement	En continu / au contact
Dimensions (mm)	127 x 130 x 160
Poids (Kg)	3,5
Température d'utilisation (°C)	5 - 40
Humidité relative max.	80 %
Classe de protection DIN EN60529	IP 21

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/agitateur-vortex/6271-melangeur-vortex-mx-s.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com